



- | | |
|--|--|
| <p>A Poignées de poussée - hauteur ajustable (optionnel)</p> <p>B Dossier vinyl avec sangles – largeur ajustable
Fourni un support du dos et du positionnement.
Pliable (option)</p> <p>C Protège vêtements (optionnel)
Protège les vêtements de la saleté des roues arrières.
En aluminium 190 mm ou 230 mm</p> <p>D Freins (optionnel)
Freins à pousser pour freiner (utilisateur et/ou assistant)
Freins ciseaux (utilisateur)</p> <p>E Aile avant – longueur ajustable</p> <p>F Repose pieds – hauteur ajustable</p> <p>G Siège avec suspension par air – hauteur ajustable
Composant central du fauteuil roulant. La suspension amortit les chocs des obstacles (les pierres, crevasses, virages) avec un minimum d'impact pour l'utilisateur.
Suspension par air avec verrouillage (optionnel)</p> <p>H Roue arrière Spinergy Wire
22" (559 mm), 24" (610 mm) ou 25" (635 mm)
La charge principale est supportée par ces roues.
L'attache-rapide permet aux patients de retirer les roues arrières pour stocker le fauteuil roulant.</p> <p>I Poignées de transfert (optionnel)</p> | <p>J Plateau de siège (W x L):
Se rattache au siège. Offre un emplacement pour le coussin et l'assise de l'utilisateur.
Tailles : (260 x 280 mm), (310 x 330 mm), (360 x 380 mm), (360 x 430 mm), (410 x 380 mm), (410 x 430 mm), (460 x 430 mm)</p> <p>K Accoudoirs – hauteur ajustable (optionnel)</p> <p>L Pneus
22" (559 mm), 24" (610 mm) ou 25" (635 mm)
Kenda Konstrictor - pression du pneu : 110 psi (7.6 bar / 758 kPA)</p> <p>M Main courante
Offre au patient une prise pour propulser le fauteuil.</p> <p>N Dispositif anti-bascule (optionnel)</p> <p>O Tubes essieux - largeur ajustable</p> <p>P Roues avants Roller blade 4" (100 mm) - solide</p> <p>Q Petites roulettes avant – hauteur et point d'équilibre ajustables.
Stabilisent les roues avants.</p> <p>R Support de réglage du carrossage – ajustable 0°, 2°, 4°, 6°</p> <p>S Point d'installation de la ceinture pelvienne (optionnel)</p> <p>NOTE! Toutes les options peuvent ne pas être disponibles pour votre fauteuil roulant, contactez votre distributeur</p> |
|--|--|

acekare

7 rue de Mireport 33310 LORMONT / Tél : 09 80 80 85 15 / Fax : 09 72 50 82 28